

BRAILLEX Live20

Für mehr Freude am Smartphone



PAPENMEIER

RehaTechnik



BRAILLEX Live20 – Für mehr Freude am Smartphone

Das jüngste Mitglied der BRAILLEX Familie ist bedeutend kleiner als seine großen Geschwister. Es überzeugt fühlbar in Form und Funktionalität.

Bedienen Sie Apps, lesen bzw. schreiben Sie Kurznachrichten oder arbeiten Sie mit gängigen PC-Anwendungen. BRAILLEX Live 20 ist der ideale Begleiter im Jackentaschenformat.

Kabellose Freiheit

BRAILLEX Live 20 ist perfekt für Menschen, die viel unterwegs sind, alle Hände voll zu tun haben und flexibles Arbeiten gewohnt sind. Das integrierte Bluetooth-Modul ermöglicht Ihnen eine einfache Verbindung zu Ihrem Smartphone, Tablet oder Tablet-PC. Der eingebaute und im Gerät aufladbare Akku versorgt Sie einen ganzen Arbeitstag lang mit Strom.

Nutzen Sie Ihr Smartphone und JAWS gleichzeitig

Mit nur einem Tastendruck an Ihrem BRAILLEX Live 20 wechseln Sie zwischen der Bedienung Ihres Smartphones und Ihres Tablet-PCs bzw. Ihres Notebooks. BRAILLEX Live 20 ist gleichzeitig mit Ihrem Smartphone über Bluetooth und mit Ihrem mobilen PC über USB verbunden. So kontrollieren Sie jederzeit beide Geräte.

Sicheres Schreiben in Braille

Schreiben Sie schnell und fehlerfrei dank der hochwertigen Brailletastatur Ihres BRAILLEX Live 20.

Ergonomisches Braillesetzen

Entlasten Sie Ihre Handgelenke. Die sehr geringe Lesehöhe von 18 mm garantiert eine entspannte Lesehaltung.

Komfortable Einhandbedienung

Intuitive, schnelle und zielsichere Bedienung Ihrer Braillezeile durch die patentierte Navigationsleiste. Die Navigationsleiste ist eine über die gesamte Frontseite in vier Richtungen bewegliche Leiste. Sie navigieren aus jeder gewünschten Position auf der Braillezeile sicher und gezielt in einem Text vorwärts, rückwärts, nach oben oder nach unten, ohne jemals Ihre Hand aus der Leseposition zu nehmen.

Sicher und schnell Brailleschrift lesen

Profitieren Sie bei Ihrer täglichen Arbeit von der hohen Qualität der zwanzig Papenmeier-Braillemodule und lesen Sie Texte präzise und schnell.

Modulkappen

Die Modulkappen der Braillezeile sind wahlweise für Sie mit konkaver oder ebener Oberfläche erhältlich. Zum Erlernen der Brailleschrift empfehlen wir die konkave Fingerführung!

Überzeugen Sie sich selbst!

Telefon: 02304 946-0 oder
E-Mail: info.reha@papenmeier.de

Highlights:

- gleichzeitige Bedienung von Smartphone, Tablet und Tablet-PC
- kompatibel zu JAWS, NVDA, Supernova, WindowEyes, Apple Voice Over und Google Talkback
- hochwertige Brailleeingabetastatur mit optimiertem Tastaturhub
- Einhandbedienung der Braillezeile dank der patentierten Navigationsleiste

Maße (BxTxH):

170 x 111 x 18 mm Lesehöhe/
23 mm Schreibhöhe

Gewicht: ca. 547 g (inkl. Akku)

Akkustandzeit: > 20 Stunden

Lieferumfang:

- Transporttasche
- Ladeteil
- Anleitung in Schwarzschrift und Braille

Service: 3 Jahre Garantie

Wir sind Mitglied im



PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte
Tel.: 02304 946-0 · Fax: 02304 946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
Hotline: 02304 946-118



Technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.
DOI 08.14 R3755.535