

MagniLink S

Das mobile Leichtgewicht



PAPENMEIER

RehaTechnik



Vorlagenlesekamera MagniLink S – beweglicher in Schule und Beruf

MagniLink S – einfach portabel!

Die Vorlagenlesekamera ist tragbar und flexibel einsetzbar. Mit wenigen Handgriffen bauen Sie Ihr MagniLink S dort auf, wo sie es benötigen.

Durch das integrierte Bedienteil ist die Kamera sofort und überall arbeitsbereit.

Kontrastreiche Bilddarstellung mit hoher Auflösung.

MagniLink S liefert kontrastreiche und gestochen scharfe Abbildungen durch eine HD-Auflösung von 1280 x 720 Bildpunkten. Flimmerfreie Bilder sind durch 60 Einzelbilder pro Sekunde garantiert.

Mit MagniLink S können Sie gewünschte Bilder in 1,5- bis 75-facher Vergrößerung sehen. Die geringe Anfangsvergrößerung von 1,5-fach ist besonders interessant für Personen, die an Retinitis Pigmentosa (Tunnelblick) leiden. Diese Art der Vergrößerung garantiert eine gute Orientierung auf dem Bildschirm. Sie können mit MagniLink S ein Echtfarbbild vergrößert darstellen sowie Texte in optimalem Kontrast und in beliebigen Vordergrund- und Hintergrundfarben lesen. Eine Positiv-Negativumschaltung ist selbstverständlich.

MagniLink S lässt sich an jeden modernen Monitor anschließen. Die digitale Signalverarbeitung steuert den Monitor direkt über den HDMI-Anschluss.

Für Nah und Fern

Der Kamerakopf von MagniLink S ist vertikal und horizontal schwenkbar. Richten Sie ihn auf eine Tafel, ein Flip Chart, eine Overhead-Projektion oder nutzen Sie MagniLink S für handschriftliche Arbeiten, z. B. für das Ausfüllen von Formularen.

Per Tastatur blitzschnell ans Ziel

Arbeiten Sie schnell und effizient. Sie bedienen die HD-Vorlagenlesekamera direkt über die Tastatur oder Bedienbox.

MagniLink S erhalten Sie in drei sich ergänzenden Varianten:

• Variante 1

MagniLink S-Standalone

MagniLink S-Standalone bietet Ihnen alle zuvor beschriebenen Vorzüge.

• Variante 2

MagniLink S-USB

Nutzen Sie die Vorteile des MagniLink S und schließen Sie Ihr MagniLink S-USB über die USB-Schnittstelle an Ihr Notebook an. Dank USB 3.0 lassen sich Daten so schnell wie nie zuvor übertragen.

Kompatibilität

Microsoft Windows 7 und 8:

ZoomText > Vers. 10, Supernova > Vers. 12

Apple: Mac OS 10.6 mit iMac Vers. 1.1.1

Bilder

Sehen Sie mit MagniLink S-USB Ihre Arbeitsunterlagen als Voll- oder Teilbild auf Ihrem Notebook. Einzelne Kamerabilder speichern Sie per Knopfdruck.

• Variante 3

MagniLink S-Text to Speech

MagniLink S-Text to Speech bietet Ihnen alle Vorteile der MagniLink S-USB und zusätzlich die Möglichkeit, sich den abgebildeten Text vorlesen zu lassen. Sie haben alle Möglichkeiten des Vorlesens wie Fließtext, satz-, wort- oder buchstabenweise.

Wir beraten Sie gerne ausführlich.
Rufen Sie uns an unter Telefon 02304 946-0
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an
info.reha@papenmeier.de

Auf einen Blick:

- Kamera: HD 1280 x 720 Bildpunkte
- Bildwiederholfrequenz: 60 Einzelbilder pro Sekunde
- Vergrößerung: 1,5 bis 75fach
- Farbmodi: natürliche Farben, 6 Kunstfarben
- Gewicht: 1,7 kg

Optionales Zubehör:

- Für den mobilen Einsatz:
Kreuztisch in Din A4-Größe
- Für den stationären Einsatz:
Dockingstation in Din A3-Größe
- Separates Bedienteil

Wir sind Mitglied im



PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte
Tel.: 02304 946-0 · Fax: 02304 946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
Hotline: 02304 946-118



Technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.
STO 05.13 R3755.527