

VISULEX Compact 5 HD

Die elektronische Lupe im Jackentaschenformat



PAPENMEIER

RehaTechnik



Kleingedrucktes besser lesen mit VISULEX Compact 5 HD

Jederzeit einsatzbereit

Sie sind allein unterwegs und möchten Kleingedrucktes, wie zum Beispiel ein Flugticket, einen Fahrplan oder Preisschilder lesen? Sie möchten ohne fremde Hilfe ein Formular ausfüllen oder etwas unterschreiben?

Kein Problem mit VISULEX Compact 5 HD.

Die handliche, 294 Gramm leichte, elektronische Lupe passt in jede Tasche und ist immer sofort einsatzbereit.

Kontrastreiche Bilddarstellung mit hoher Auflösung

Die acht Megapixel HD Kamera garantiert Bilder in brillanter Qualität.

Sinnvolle Vergrößerung

Mit VISULEX Compact 5 HD können Sie gewünschte Bilder stufenlos von 1,5 bis 18fach vergrößert sehen. Die geringe Anfangsvergrößerung von 1,5-fach ist besonders interessant für Personen, die an Retinitis Pigmentosa (Tunnelblick) leiden.

Leistungsstarkes Display

Durch die kontrastreiche Darstellung im 5" TFT-Breitbild-Display lesen Sie auch kleinste Zeichen bei schlechter Beleuchtung. Eine Echtfarbdarstellung ist selbstverständlich. Je nach Wunsch können Sie sich die Vorlage auch positiv oder negativ, in blau-gelb oder schwarz-gelb anzeigen lassen.

Spiegelfreies Lesen von Hochglanzvorlagen

Die indirekte Beleuchtung ermöglicht ein spiegelfreies Lesen von Hochglanzvorlagen. Das aufstellbare Display der VISULEX Compact 5 HD sorgt durch die ergonomische Schrägstellung für eine entspannte Haltung.

'Einfrierfunktion' – weil der Augenblick zählt

VISULEX Compact 5 HD verfügt über eine praktische 'Einfrierfunktion'.

Möchten Sie eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch abschreiben? Beim Einkaufen eines Kleidungsstückes ist die Etikettenbeschriftung zu klein. Oder Sie fragen sich: „Was steht eigentlich auf der Verpackung meines Medikamentes?“

Halten Sie VISULEX Compact 5 HD vor die gewünschte Information, drücken Sie einfach den Auslöseknopf, und schon ist der Schnappschuss gemacht. Die gewünschte Information wird erfasst und solange festgehalten, wie Sie wollen.

Sehr einfaches Bedienkonzept

VISULEX Compact 5 HD verfügt über wenige Knöpfe, mit denen Sie die volle Funktionalität des Gerätes bedienen können.

Ausdauernd im Einsatz

Der Lithium-Ionen-Akku hat im Dauerbetrieb eine Laufzeit von ca. drei Stunden.

Überzeugen Sie sich selbst!

Telefon: 02304 946-0 oder besuchen Sie uns im Internet: www.papenmeier.de

Technische Daten:

- Vergrößerung: 1,5 bis 18fach
- Bildschirm 5" Breitbild-TFT
- Auflösung: 800 x 480
- Batterie: 3 Stunden Betriebszeit
- Gewicht: 294 Gramm (ohne Netzteil)

Lieferumfang:

- VISULEX Compact 5 HD
- Netzteil
- Schutzhülle
- Trageband
- Bedienungsanleitung

Wir sind Mitglied im



PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte
Tel.: 02304 946-0 · Fax: 02304 946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
Hotline: 02304 946-118



Technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.
WW 09.12 R3755.475